



perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus}

Was ist **perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus}** ?

perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus} ist zur Desinfektion der Haut geeignet. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit bakterizider, levurozider und viruzider Wirkung.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei **perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus}** um kein Heilmittel handelt.

Anwendungsbereiche von **perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus}**

- zur Desinfektion* der Haut und Kopfhaut
- vorbeugende Desinfektion auf der Haut

* Desinfektion-Bedeutung : Totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann.

Anwendung/Dosierung:

perfectpur skin^{plus} nach Bedarf auf die betroffene Stelle sprühen, einwirken und trocknen lassen. NICHT VERWISCHEN!

Wichtig: Beim Einsprühen von **perfectpur skin^{plus}** auf empfindliche Bereiche ca. 30 cm Abstand halten (wegen des Sprühstrahlendrucks).

perfectpur skin GEL^{plus} nach Bedarf auf die betroffene Stelle auftragen und verreiben.

Verfügbare Gebindegrößen:

perfectpur skin^{plus} 8 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter
perfectpur skin GEL^{plus} 50 ml, 100 ml - Größere Gebinde auf Anfrage

Verträglichkeit:

perfect pur skin^{plus} & skin GEL^{plus} enthält keinen Alkohol und keine:

- Farbstoffe
- Konservierungsstoffe
- Duftstoffe
- Lösungsmittel oder Ähnliches

Unverträglichkeiten:

keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter www.perfectpur.de)

Nicht auf Textilien aufbringen! Materialverträglichkeit prüfen!

Bei unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung!

Lagerung:

perfectpur skin^{plus} & skin GEL^{plus} Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Restentleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.

Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

Unbedingt Lagerhinweise beachten.

Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen.

Wirkstoffe:

perfectpur skin^{plus} Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml, BAuA-Nr.: N-85551, Produktart: 1

perfectpur skin GEL^{plus} Natriumhypochlorit: 0,44g/1000ml, Silbernitrat: ≤0,001g/1000ml, BAuA-Nr.: N-86248, Produktart: 1

Weitere Produkte:

perfectpur Händedesinfektion, perfectpur medforte, perfectpur homefresh, perfectpur horse, perfectpur animal, perfectpur flora, perfectpur Mundhygiene

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder an: info@perfectpur.de

